



MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO

A14



Sistema óptico	Sistema óptico infinito	
Cabeza	Cabezal trinocular Seidentopf, 30° inclinado, interpupilar 48-75 mm, dioptría ajustable	
Ocular	Ocular de campo extra ancho EW10x/22 mm, punto de mira alto	
Muserola	Revólver portaobjetivos quintuple	
Objetivo	Infinito Plan LWD	4x/0.1, WD18mm
	Objetivo acromático	40x/0,6, WD2,6 mm, cubierta de vidrio de 1,2 mm
	Objetivo acromático de contraste de fase Infinity Plan	PH10x/0.25, WD10mm
		PH20x/0.40, WD5.1mm
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, carrera gruesa 37,7 mm por rotación, carrera fina 0,2 mm por rotación	
Etapa de trabajo	Etapa simple 160 * 250 mm --Placa de inserción de vidrio --Etapa auxiliar 70*180mm	
Condensador	Condensador ELWD NA0.3, distancia de trabajo larga 72 mm, hasta 150 mm sin condensador	
Contraste de fase	--Telescopio de centrado, tubo Dia.30mm --Deslizamiento de contraste de fase, 2 orificios para objetivo 10x-20x	
Filtrar	Verde, Azul, Vidrio esmerilado, Dia.45mm	
Iluminación	Iluminación externa Kohler, lámpara halógena 6V30W, brillo ajustable	
Adaptador	Adaptador de ocular Dia.23.2mm	



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO

A14





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO

A14



Focusing

Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Coarse Stroke
37.7mm Per Rotation, Fine Stroke 0.2mm Per Rotation



Illumination

External Kohler Illumination, Halogen Lamp
6V30W, Brightness Adjustable



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia