




ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRINOCULAR CON LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA

A15

- Transmite y refleja la iluminación LED de 5 W + condensador Swing Out N.A. 0.9/0.13 Centro Ajustable.
- Cabeza Y Ocular Con Diseño De Movimiento De Articulación Para Mantener La Dirección Cruzada Del Ocular Del Lado Derecho.
- Objetivo profesional del plan infinito LWD de polarización sin estrés (transmisión y reflexión).
- Lente Polarizadora Profesional, Analizador Con Lente Bertrand, λ , $\lambda/4$ Slip, Cuña De Cuarzo.
- Alimentado Por Cargador De Baja Tensión De Seguridad, Voltaje Ancho De Entrada 100V-240V, Salida 5V1A, Fuente De Alimentación De Soporte Para Uso En Exteriores.



 advanced
OPTICAL



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRINOCULAR CON LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA

A15





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRINOCULAR CON LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA

A15






ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRINOCULAR CON LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA

A15





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRINOCULAR CON LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA

A15





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia**