



ESTEREO MICROSCOPIO CON ZOOM DE 08 A 8X

A23.

- Lente Zoom De 0,65 ~ 5,3x, Alta Relación De Zoom 1:8.1, Diseño Ergonómico Excepcional.
- Ampliación Total De Hasta 3,25x~212x (campo De Visualización 73,85~1,23 Mm) Con Ocular Y Lente Opcionales.
- Cabeza binocular y trinocular 35° Ángulo de visión Vista grande WF10x/24mm Ocular.
- La Perilla De Zoom Con Pin De Parada De Zoom Permite Al Usuario Limitar El Rango De Zoom Según Sea Necesario Fácilmente.
- Soporte de pista grande 330x330x Alta estabilidad, refleja y transmite luz LED de 3 W disponible.





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREO MICROSCOPIO CON ZOOM DE 08 A 8X

A23.





ESTEREO MICROSCOPIO CON ZOOM DE 08 A 8X

A23.

Items	A23.26 Series Zoom Stereo Microscope	A23.2603		A23.2604				A23.2605				
		B	BL	B	BL	T	TL	B	BL	T	TL	
Head	Seidentopf Head, Interpupillary Distance 50-75mm											
	Binocular Head Inclined 40°	•	•									
	Binocular Head Inclined 35°			•	•			•	•			
	Trinocular Inclined 35°, Light Split Switch E100:P0/E0:P100					•	•			•	•	
	Trinocular Upgrade To Light Split Fixed E50:P50					○	○			○	○	
Eyepiece	Eyepiece Tube Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WF10x/22mm, Pair	•	•									
	WF10x/23mm, Pair			•	•	•	•					
	WF10x/24mm, Pair							•	•	•	•	
Zoom Lens	0.7x~4.5x, Zoom Ratio 1:6.5	•	•									
	0.68~4.7x, Zoom Ratio 1:6.8			•	•	•	•					
	0.65~5.3x, Zoom Ratio 1:8.1							•	•	•	•	
Zoom Knob	With Magnifying Stop Pin			•	•	•	•	•	•	•	•	
Magnification	7.0x~45x, Up to 3.5x~180x By Optional Auxiliary Lens	•	•									
	6.8x~47x, Up to 3.4x~188x By Optional Auxiliary Lens			•	•	•	•					
	6.5x~53x, Up to 3.25x~212x By Optional Auxiliary Lens							•	•	•	•	
W.D.	Working Distance 108mm, With Standard 1x Lens	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stand	Large Track Stand, Base Size 33x30cm, Track Stand Focusing Range 80mm No Light Source	•		•		•		•		•		
	Large Track Stand, Base Size 33x30cm, Track Stand Focusing Range 80mm Up/Bottom 3W LED, Power By Safety Low Voltage Charger		•		•		•		•		•	
Package	Carton Size 480×370×475mm, 1 Unit/Ctn											
Weight	Gross Weight: 8 kgs, Net Weight: 6.5 kgs											

Note: "•" In Table Is Standard outfits, "○" Is Optional Accessories



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia