



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

CÁMARA DIGITAL LCD CON BOTONES, 2 MP, USB + TARJETA TF **A5921**



 **advanced**
OPTICAL





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

CÁMARA DIGITAL LCD CON BOTONES, 2 MP, USB + TARJETA TF A5921



7"/9"/10.1" Button
LCD Screen 2.0M

With Built-in
Measure Menu

Output Type-C UVC
+ TF



Model	Button LCD Camera							
	7E/7C	9E/9C	10E/10C	7E/7C	9E/9C	10E/10C	7E/7C	10E/10C
LCD Size	7"	9"	10.1"	7"	9"	10.1"	7"	10.1"
LCD Resolution	1024*600						Touch Screen 1280*800	
Resolution	Photo 2M/5M/8M Video 1080p			Photo 2M/5M/8M/12M Video 1080p			Photo 5M/8M/12M Video 1080p	
Sensor	2.0M CMOS1/2.8"			2K 4.0M CMOS 1/3"			4K 8.0M CMOS 1/2.8"	
Pixel Size	2.9µm x 2.9µm			2µm x 2µm			1.45µm x 1.45µm	
Basic Function	Capture Photo, Record Video, Output To Computer +TF Card							
WIFI	-			2.4G, App T-Cam			2.4G/5G, App T-Cam	
HDMI	-			1080P-HDMI To Monitor			4K-HDMI To Monitor	
Mouse Control	-			Built-in Measure Menu			Built-in Adv. Measure Menu	
Type-C	Type-C Power In / USB-UVC Output To Computer, Measure Software Strange View							
USB	-			USBx1			USBx2	
TF Card	8G TF Card Support Max 64G						32G TF Card Support Max 64G	
Battery	18650-3.7V/2000MAH							
MINI USB	-			Connect AHD External Lens			-	
Adapter	-E = Eyepiece Adapter (Dia.23.2mm), -C = C-Mount Adapter (1" 32UN Screw)							
Power	Type-C Power In DC5V-2A							



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

CÁMARA DIGITAL LCD CON BOTONES, 2 MP, USB + TARJETA TF **A5921**



-C = C-Mount Adapter
(1" 32UN Screw)



-E = Eyepiece Adapter
(Dia.23.2mm),



Type C TVC To Computer
Win11 Software Strange View



TF Card



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia