



## MICROSCOPIO TRINOCULAR BIOLÓGICO

# BM 1000

- Cuerpo Metálico
- Oculares de gran campo WF-10X-18mm
- Distancia Interpupilar ajustable
- Graduación de dioptrías
- Objetivos Acromático de 4x,10x , 40x(S) y 100(S,Oil)
- Carro Mecánico con abcisa en X y Y
- Enfoque Macro y Micrométrico
- Condensador Abbe NA 1.25
- Iris de Diafragma con porta Filtros
- Iluminación: AC100~240V, 50/60Hz, 3W LED
- Disco de ajuste de Intensidad lumínica





## MICROSCOPIO TRINOCULAR BIOLÓGICO

# BM 1000

Cabeza	Cabezal monocular, inclinado a 30°, giratorio 360°	•	-	-	-
	Cabezal de visualización binocular Seidentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°, interpupilar 48-75 mm	-	•	•	-
	Cabezal de visualización trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°, interpupilar 48-75 mm	-	-	-	•
Ocular	WF10x/18	•	•	•	•
Objetivo	Objetivo acromático 4x,10x,40x,100x	•	•	•	•
Muserola	Revólver cuádruple	•	•	•	•
Enfoque	Ajuste fino y grueso coaxial, división fina 0,002 mm, carrera gruesa 37,7 mm por rotación, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm	•	•	•	•
Escenario	Etapa mecánica de doble capa 132 × 142 mm / 75 × 40 mm	•	•	•	•
Condensador	Condensador Abbe NA1.25 con diafragma de apertura	•	•	•	•
Iluminación	LED 3W	•	-	-	•
	LED recargable de 3W	-	-	•	-
	Lámpara halógena de 12 V/20 W, brillo ajustable	-	•	-	-



**ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S**  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para  
más información!**

<https://advanced.com.co>  
[info@advanced.com.co](mailto:info@advanced.com.co)  
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318  
Móvil: 316 438 4238

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06  
Barrio Gran América  
Bogotá - Colombia**