



# ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR – ZOOM DE 0,8 A 5X CON ILUMINADOR TIPO LED

## JSZ-6B

- Zoom estéreo 0,8x~5,0x, aumento total de hasta 4x~200x con lente auxiliar y ocular
- Ocular de plan de campo superancho WF10x/22 mm Dioptría ajustable, WF15x, WF20x Opcional
- Lente Auxiliar 0.5x, 0.7x, 2.0x Opcional Para Ampliar Ampliación y Distancia de Trabajo
- Soporte de riel grande con luz LED arriba/abajo en forma cuadrada y de abanico para elegir
- Fuente de luz de anillo adicional de 60 LED opcional para más iluminación
- Cabezal binocular, inclinado 45°, giratorio 360°, rango interpupilar 52 mm~75 mm






ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

# ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR – ZOOM DE 0,8 A 5X CON ILUMINADOR TIPO LED

## JSZ-6B



### ACCESORIOS OPCIONALES

<b>OCULAR</b>	WF10x/22mm, Diopter Adjustment -8~+5° WF15x/16mm, Diopter Adjustment -8~+5° WF20x/12.5mm, Diopter Adjustment -8~+5°
<b>OBJETIVO AUXILIAR</b>	0.5x/220mm 0.7x/137mm 2.0x/45mm
<b>FUENTE DE UZ</b>	Anillo de luz LED 60 LED



**ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S**  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para  
más información!**

<https://advanced.com.co>  
[info@advanced.com.co](mailto:info@advanced.com.co)  
**Teléfonos: 244 7917 - 572 2318**  
**Móvil: 316 438 4238**

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06**  
**Barrio Gran América**  
**Bogotá - Colombia**