



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREO MICROSCOPIO TRINOCULAR – ZOOM DE 0,8 A 5X CON ILUMINADOR TIPO LED

JSZ-6S

- Zoom estéreo 0,8x~5,0x, aumento total de hasta 4x~200x con lente auxiliar y ocular
- Ocular de plan de campo superancho WF10x/22 mm Dioptría ajustable, WF15x, WF20x Opcional
- Lente Auxiliar 0.5x, 0.7x, 2.0x Opcional Para Ampliar Ampliación y Distancia de Trabajo
- Soporte de riel grande con luz LED arriba/abajo en forma cuadrada y de abanico para elegir
- Fuente de luz de anillo adicional de 60 LED opcional para más iluminación
- Cabezal binocular, inclinado 45°, giratorio 360°, rango interpupilar 52 mm~75 mm



 **advanced**
OPTICAL



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREO MICROSCOPIO TRINOCULAR – ZOOM DE 0,8 A 5X CON ILUMINADOR TIPO LED

JSZ-6S



ACCESORIOS OPCIONALES

OCULAR	WF10x/22mm, Diopter Adjustment -8~+5° WF15x/16mm, Diopter Adjustment -8~+5° WF20x/12.5mm, Diopter Adjustment -8~+5°
OBJETIVO AUXILIAR	0.5x/220mm 0.7x/137mm 2.0x/45mm
FUENTE DE UZ	Anillo de luz LED 60 LED



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia