



ESTEREOMICROSCOPIO CON ZOOM DE 0.8 A 8X MARCA

NSZ-800

- Sistema óptico paralelo, diseño de módulo para añadir función fácilmente.
- Cabeza: Cabeza Binocular inclinada 20 °.
- Ocular: Ocular de campo Extra ancho EWF10x/22mm, dioptría ajustable.
- Cuerpo con Zoom: 0,8 ~ 8,0x, relación de Zoom 1:10
- Lente auxiliar Objetivo acromático Plan 1.0x
- Distancia de trabajo: 78mm
- Enfoque: Perilla de enfoque Coaxial gruesa y fina, división finade 0.015mm, carrera gruesa de 38,4mm/rotación, carrera fina de 1,5mm/rotación, rango móvil de 105mm
- Iluminación: Iluminación LED de transmisión y reflexión, brillo ajustable, vida útil de 6000 horas





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREOMICROSCOPIO CON ZOOM DE 0.8 A 8X MARCA

NSZ-800

Sistema óptico	Sistema óptico paralelo, diseño de módulo para añadir función fácilmente
Cabeza	Cabeza Binocular 20° Inclinada
	Cabeza de titulación 0°-35° Ángulo de visión ajustable para el usuario Con la cabeza de titulación, el modelo cambia
Ocular	Ocular de campo extra ancho EWF10x/22 mm, Dioptría ajustable, Interpupillary 55-75 mm
Cuerpo de zoom	0,8 ~ 5,0 veces, relación de zoom 1:6
	0,8 ~ 6,4x, relación de zoom 1:8
	0,8 ~ 8,0 veces, relación de zoom 1:10
Lente auxiliar	Lente acromática Plan 1.0x
Distancia de trabajo	78 mm
enfoco	Konb de enfoque grueso, rango de 105 mm
	Perilla coaxial de enfoque grueso y fino, división fina 0,015 mm, carrera gruesa 38,4 mm/rotación, carrera fina 1,5 mm/rotación, rango de movimiento 105 mm, montaje de enfoque diámetro interior 76 mm





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREOMICROSCOPIO CON ZOOM DE 0.8 A 8X MARCA

NSZ-800





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

ESTEREOMICROSCOPIO CON ZOOM DE 0.8 A 8X MARCA

NSZ-800





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia**