



## ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR CON PILAS

# STX

- Estereomicroscopio de campo con iluminación LED alimentada por pilas de tipo AA (incluidas). Cabezal binocular.
- Objetivo 2x, Aumentos: 20x
- Oculares: Wide Field WF 10x - 23,2mm
- Distancia interpupilar: 55-75mm
- Distancia de trabajo: hasta 70mm
- Iluminación: integrada LED 3V/3W





**ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S**  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para  
más información!**

<https://advanced.com.co>  
[info@advanced.com.co](mailto:info@advanced.com.co)  
**Teléfonos: 244 7917 - 572 2318**  
**Móvil: 316 438 4238**

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06**  
**Barrio Gran América**  
**Bogotá - Colombia**