



ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR

XTX-93E-W

- Con aumento de 1X/2X/4X.
Luz LED transmitida y reflejada,
Oculares de 10X y 20X,
Platina blanca y negra, Platina en vidrio
- Cabezal binocular, inclinado 45 °
- Ocular WF10x / 20 mm
- Objetivo 1x2x3x / 1x2x4x
- Distancia de trabajo 57 mm
- Fuente de luz Luz LED superior e inferior, (3 pilas AAA recargables NO INCLUIDAS)
- Base con escenario de vidrio de 70 mm de diámetro y escenario blanco/negro
- Adaptador





ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para
más información!**

<https://advanced.com.co>
info@advanced.com.co
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318
Móvil: 316 438 4238

Dirección: Carrera 32 # 24 - 06
Barrio Gran América
Bogotá - Colombia