



ADVANCED INSTRUMENTS SAS
La ingeniería puesta al servicio de su empresa
Nit: 830.101.830
Carrera 32 No. 24-06, Barrio Gran America
Bogota, Colombia.
Tel. (57)(1) 5722318 / 5744898 / 2447917
E-mail: info@advanced.com.co
www.advanced.com.co

Importadora y comercializadora
de equipos para control de
calidad, industria y enseñanza.



DESHUMIDIFICADOR BIOBASE



1. Control de microordenador, operación inteligente
2. Temperatura baja disponible, sistema eficiente de descongelación automática
3. Exhibición del LED, indique humedad
4. función de voz pronta: el trabajo de parada del deshumidificador y alarma cuando el tanque de agua está lleno
5. Con desagües para mantener la función de drenaje continua
6. Velocidad de aire ajustable: 2 niveles
7. Intervalo de tiempo: 1-24 horas
8. Con anión purificar la función
9. Con filtro de carbón activo (BK-816E)



ADVANCED INSTRUMENTS SAS
La ingeniería puesta al servicio de su empresa
Nit: 830.101.830
Carrera 32 No. 24-06, Barrio Gran America
Bogota, Colombia.
Tel. (57)(1) 5722318 / 5744898 / 2447917
E-mail: info@advanced.com.co
www.advanced.com.co

Importadora y comercializadora
de equipos para control de
calidad, industria y enseñanza.



10. Con el mando a distancia (BK-261A)

MODELO	BK-261A
La eliminación de humedad	26L / D
Ajustado humedad Rango	
Circulación aérea	180 m ³ / h
Refrigerante	
Material	
Aplicación de área	20-55m ²
Fuente de alimentación	
Consumo	330W
Tamaño externa	310 * 230 * 530mm
Peso neto	13kg
Tamaño de embalaje	370 * 290 * 590mm
Peso bruto	22kg