



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

La Ingeniería puesta al servicio de su empresa
NIT: 830.101.830-1 IVA REGIMEN COMUN

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD
ENSEÑANZA Y ANALITICOS

DESTILADOR DE AGUA AUTOMÁTICO

MODELO LWD

MARCA LABTECH



LWD-3008 Black & White



Model	LWD-3004	LWD-3008	LWD-3012
Dimensions (WXDXH mm)	380 x 290 x580	380 x 365 x640	700 x 400 x650
Capacity	3.5 ℓ / hour max	7.5 ℓ / hour max	11.0 ℓ / hour max
Heater	3 kW	6 kW	9 kW
Cooling Water	Approx. 30 ~ 50 ℓ	Approx. 60 ~ 80 ℓ	Approx. 80 ~ 100 ℓ
Material	Interior	Stainless Steel Boiler	
		Stainless Steel Storage Tank	
	Exterior	Stainless Steel Hair Lined	
Color (Standard) <i>*can be changed vice versa upon request</i>	Blue & White for Overseas Sales / Black & White for Domestic Sales		
Storage Tank	8 ℓ	14 ℓ	19 ℓ
Operation	Fully Automatic Operation		
Indication Lamp	Distill, Full		
Safety	Low Water & Over Temperature Protection, Electric Leakage Circuit Breaker		
Voltage	220V 50/60Hz		
Power Consumption (220V)	14 A	28 A	40 A

*Specifications can be changed without prior notice for quality improvement

*Custom made order is available

Estimated Packing Details

**Actual packing details may be different. This is for your reference only*

Model	LWD-3004	LWD-3008	LWD-3012
Dimensions (WXDXH mm)	760 X 380 X 570	850 X 400 X 630	900 X 380 X 800
Net Weight	Approx 35	43	45
Gross Weight	Approx 30	38	41

Optional Accessories / Options

Model	LWD-3004	LWD-3008	LWD-3012
STS 316L Chamber	○	○	○
Stainless Steel Wire Tray	LMT-0010	LMT-0020	LMT-0030
Stainless Steel Perforated Tray	LPT-0010	LPT-0020	LPT-0030
Thermal Printer	○	○	○
Movable Stand with Drawer (Material: Epoxy Powder Coated Steel)	LMSD-1	LMSD-2	
Movable Stand with Drawer (Material: Epoxy Powder Coated Steel)	LMS-1	LMS-2	
IQ/OQ Validation at Factory	○	○	○
Water Distiller	S/S Basic Water Still, Automatic Water Still, Automatic Double Water Still <i>For detailed information of above water distillers, please refer to WATER STILL section</i>		