



ADVANCED INSTRUMENTS SAS  
La ingeniería puesta al servicio de su empresa  
Nit: 830.101.830  
Carrera 32 No. 24-06, Barrio Gran America  
Bogota, Colombia.  
Tel. (57)(1) 5722318 / 5744898 / 2447917  
E-mail: info@advanced.com.co  
www.advanced.com.co

Importadora y comercializadora  
de equipos para control de  
calidad, industria y enseñanza.



## MICROTOMO ROTATIVO MARCA YIDI MODELO YD-315



### Especificaciones:

Los componentes clave como el riel de guía, el mandril de tornillo, la varilla de trinquete son importados de Japón. El microtomo rotativo YD-315 es ideal para la mayoría de las necesidades histológicas, biológicas e industriales de rutina. La alta precisión y estabilidad garantiza una calidad de sección reproducible exacta en secciones incrustadas de cera y plástico.

### Especificaciones Técnicas:

- Alimentación de muestras de alta precisión.
- Abrazadera de cassette universal y abrazadera de muestra estándar
- El volante puede bloquearse en cualquier posición o posición más alta. El sistema de control dual a prueba de fallas es seguro y confiable.
- Adopta el portacuchillas especial, es más seguro y conveniente usar la cuchilla desechable directamente. buena durabilidad y larga vida útil
- Volante de marcha suave
- Amplia bandeja integrada de desechos de sección
- guardia de protección Datos técnicos:
- Rango de espesor de sección: 0- 60  $\mu\text{m}$  Valores de ajuste: de 0-2  $\mu\text{m}$  en 0.5  $\mu\text{m}$  –incrementos  
Forme 2-10 $\mu\text{m}$  en incrementos de 1  $\mu\text{m}$  Forma 10-20  $\mu\text{m}$  en incrementos de 2  $\mu\text{m}$  Forma 20-60  $\mu\text{m}$  en incrementos de 5  $\mu\text{m}$
- Carrera horizontal de la muestra: 28 mm.
- Carrera vertical de la muestra: 60 mm



ADVANCED INSTRUMENTS SAS  
La ingeniería puesta al servicio de su empresa  
Nit: 830.101.830  
Carrera 32 No. 24-06, Barrio Gran America  
Bogota, Colombia.  
Tel. (57)(1) 5722318 / 5744898 / 2447917  
E-mail: info@advanced.com.co  
www.advanced.com.co

Importadora y comercializadora  
de equipos para control de  
calidad, industria y enseñanza.



- Error de precisión:  $\pm 5\%$  • Orientación de la muestra:  $8^\circ$  a lo largo del eje X-Y, giratorio  $360^\circ$
- Tamaño máximo de sección:  $50 \times 45$  mm
- Dimensiones incl. bandeja (L / T / H): 300 mm (L) X 570 mm (W) X 270 mm (H)
- Peso neto: 34 kg

### Accesorios estándar

Item 1:1 Sistema de congelación

Item 2: 2 tipos Abrazadera



Item 3: 1 Portacuchillas (para cuchillas desechables) ref. YD 3151



Item 4: 1 Bandeja de desechos ref. YD-3152





ADVANCED INSTRUMENTS SAS  
La ingeniería puesta al servicio de su empresa  
Nit: 830.101.830  
Carrera 32 No. 24-06, Barrio Gran America  
Bogota, Colombia.  
Tel. (57)(1) 5722318 / 5744898 / 2447917  
E-mail: info@advanced.com.co  
www.advanced.com.co

Importadora y comercializadora  
de equipos para control de  
calidad, industria y enseñanza.



Item 5: 4 piezas Moldes de tejido

Item 6: 50 piezas Casetes



**Accesorio opcional (incluidos para esta oferta)**

Item 7: Portacuchillas (para portacuchillas o cuchillo de acero) Ref. YD-3152



Item 8: Soporte de la cuchilla (solo disponible si se usa con el portador de cuchillas YD 3152),  
Referencia YD 170Db para cuchilla de perfil alto y bajo

Cuchillas

### OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 60 a 75 días por importación  
Garantía: Un año por defectos de fabrica  
Entrega: En sus instalaciones, se entrega instalado y en funcionamiento