

## Baño maría análogo 11L



### Descripción:

Baño maría control analógico con tapa. Interiores de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Interruptor térmico de seguridad. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos o incubación de cultivos celulares.

### Especificaciones:

Modelo	LWB-211A
Capacidad (litros)	11
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Exactitud	+/-0.5°C
Uniformidad	+/-3.0°C
Medidas interiores (W*D*H)	302*240*150mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	327*265*280mm
Consumo eléctrico	700W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz