



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su empresa
NIT 830.101.830-1 IVA REGIMEN COMUN

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD,
ENSEÑANZA Y ANALITICOS

MICROSCOPIO CON PANTALA LCD MARCA ADVANCED OPTICAL

MODEL NO.: XSP-116 LCD



Características:

- Cabezal de visualización: LCD de 5,6 pulgadas,
- Objetivo: acromático 4X, 10X, 40X en triple nariz.
- Etapa: Etapa simple con clips deslizantes, tamaño: 90 mm x 90 mm.
- Condensador: 0.65 condensador con diafragma de disco
- Enfoque: ajuste de enfoque grueso y fino
- Iluminación: construido en luz LED de 1W.

Accesorios Opcionales:

- Tarjeta SD 4G
- línea USB
- línea AV



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su empresa
NIT 830.101.830-1 IVA REGIMEN COMUN

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD,
ENSEÑANZA Y ANALITICOS

ESPECIFICACIÓN DE LCD HEADING HEAD:

- LCD SCreen: 5.6 pulgadas, 4: 3TFT Color
- Ampliación: 15x
- Resolución de pantalla: 640 * 480
- Resolución de chip: 1600 * 1200
- Tamaño del chip: 1/3 pulgadas
- Modo de soporte:
 - 1) Imagen de computadora USB fuera
 - 2) AV salir
- Tienda de imágenes: tarjeta SD (soporte 8G)
- Modo de exposición: exposición automática
- Modo de pantalla: estándar, suave, de colores brillantes.