



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

**HOMOGENIZADOR DE HÉLICE
DIGITAL LCD
MARCA DLAB
MODELO OS40-Pro**



- Cap. de agitación: Máximo 40 Lt. (H₂O)
- Potencia del motor [W] 120
- Potencia del suministro del motor [W] 100
- Rango de velocidad [rpm] 50-2200
- Precisión de indicación de velocidad [rpm] ± 3
- Indicador de velocidad LCD
- Resolución de la pantalla Velocidad [rpm] ± 1
- Pantalla LCD de cristal líquido de torsión
- Dimensión [W x H x D] (mm) 83 x 220 x 186
- Peso [kg] 2,8
- Clase de protección. Según DIN / EN 60529 IP42
- Temperatura [° C] 5-40
- Humedad relativa [%] 0 80
- Control remoto (interfaz RS232)
- Voltaje: 120 V /60 Hz