



中文 España Inglés

Buscar

CASA

SOBRE NOSOTROS

PRODUCTOS

SERVICIOS

NOTICIAS

CONTÁCTENOS



Accurate, Robust, Reliable
YIDI HISTOLOGY EQUIPMENT

MICROTOMO AUTOMÁTICO

Microtomo completamente automático YD-355AT (con panel remoto)

2014-12-30 11:19:48 8479



El micrótopo completamente automático YD-355AT proporciona la máxima fiabilidad, beneficio para el usuario y una comodidad excepcional para el operador. Gran estabilidad básica y precisión, hacen de este micrótopo un verdadero instrumento polivalente que cumple con los requisitos tanto en parafina como en técnicas de corte duro del laboratorio biológico, médico e industrial.

Especificaciones del producto :

- Modelo totalmente automático o manual. Su concepto de diseño dos en uno, que permite el seccionamiento manual y motorizado, proporciona secciones reproducibles de alta calidad.
- El accionamiento del motor adoptado en Alemania garantiza un corte con mayor precisión, fiabilidad y silencio.
- La pantalla táctil muestra el grosor de corte y corte, contador de sección, modo y velocidad, distancia de carrera
- Función especial de retracción de la muestra que evita los daños por desgaste entre la muestra y el dorso de la cuchilla para que el corte sea más suave y la vida de la cuchilla sea más larga.
- Modelo de portador de cuchillas para cuchillas desechables altas o bajas
- El volante se puede bloquear en cualquier posición para garantizar que el corte sea lo más seguro y conveniente posible
- La bandeja de residuos se puede desmontar fácilmente
- Sistema de alarma de seguridad, función de protección contra sobrecarga, protección en modo de suspensión
- Abrazadera de casete universal y abrazadera de muestra estándar
- Portacuchillas opcional que puede usar cuchillo de acero o portacuchillas



- Parada de emergencia
- Interruptor de pie para controlar la sección
- Fácil operación con panel de control remoto separado

Datos técnicos

- Rango de espesor de la sección: 0,5 - 100 μm
- Valores de ajuste: de 0,5 a 2 μm en incrementos de 0,5 μm
 - Forma 2-10 μm en incrementos de 1 μm
 - Forma 10-20 μm en incrementos de 2 μm
 - Forma 20-50 μm en incrementos de 5 μm
 - Forma 50-100 μm en incrementos de 10 μm
- Rango de espesor de la sección de recorte: 0-999 μm
- Valor de ajuste: de 0-999 μm en incrementos de 1 μm
- Velocidad de corte 0 - 42 0 mm / s
- Carrera horizontal de la muestra: 28 mm
- Carrera vertical de la muestra: 60 mm
- Retracción de la muestra: 12 μm
- Velocidad de alimentación de la muestra 1250/2000 μm / s
- Orientación precisa de la pinza portamuestras
- Orientación de la muestra: 8 ° a lo largo del eje XY, 360 ° giratorio
- Velocidad de avance rápido y retroceso rápido: 1 mm / s
- Error de precisión: \pm 5%
- Tamaño máximo de sección: 50 \times 45 mm
- Función de regulación de velocidad sin polos, rango de velocidad de corte: 0,5 mm / s-300 mm / s
- Voltaje y potencia: 220v / 50Hz o 110 v / 60Hz
- Peso neto: 35 kg
- Dimensiones incl. bandeja (L / T / H) : 500mm (L) X320mm (W) X500mm (H)



Microtomo complet...



Microtomo semiauto...



Microtomo semiauto...



Jinhua YIDI Medical Appliance CO., LTD

Eric Sun (Gerente de ventas)

Correo electrónico: eric.sun @ zjyidi.com / microtomes @ gmail.com

Skype: Microtomo. Histología

Móvil: + 86-15888997075

Tel: + 86-579-82472777 82472470

Envíe por fax: + 86-579-82472470 82472988

Dirección: Parque industrial de Zhuma de la ciudad de Jinhua de la provincia de Zhejiang

www.zjyidi.com/photo/show-366.aspx

