

Refractómetro digital de "bolsillo"

65 Aniversario

PAL-α

Cat.No.3840

Modelo especial de aniversario con un amplio rango de 0 a 85%!!



TAMAÑO REAL

Método de Medición



Ponga la muestra en el área de muestreo.



Presione el botón START.



El valor de la medida se mostrará en solo 3 segundos.

Aplicación

- * En los campos y huertas de frutas y verduras.
- * En plantas de producción de bebidas (jugo de frutas, café, etc.) y alimentos (salsa de soja, sasonadores, sopas, mermelada, miel maple, etc.)
- * En los supermercados
- * En restaurantes y tiendas
- * En escuelas preparatorias o universidades como material didáctico

Características

- * Calibración con agua solamente
- * El tiempo de medición es solo 3 segundos
- * Resistente al agua (IP65)
- * Ligero y compacto, 100g
- * Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- * Estuche de protección
- * Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- * Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente



Puede ser lavado bajo el agua del gr

Especificaciones

Rango de Medida	: Brix 0.0 a 85.0%
Resolución	: Brix 0.1%
Exactitud de Medida	: Brix ±0.2%
Temperatura Ambiente	: 10 a 75°C (Compensación Automática de Temperatura)
Volumen de la Muestra	: 0.3ml o mas
Tiempo de Medición	: 3 segundos
Fuente de Poder	: 2xBaterías tipo AAA
Vida de la Batería	: Aproximadamente 11,000 medidas (Usando una nueva batería alcalina)
Clase de Protección Internacional	: IP65
Dimensión y Peso	: 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g

Todos los refractómetros ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

Todos los productos ATAGO cumplen con los estándares HACCP, GMP y GLP

ATAGO CO.,LTD.

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor
2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943 FAX : 81-3-3431-1945
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

TEL : 1-425-637-2107 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

TEL : 91-22-2833-8038 / 8076 customerservice@atago-india.com

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

TEL : 662-982-8718-9 customerservice@atago-thailand.com

ATAGO BRASIL Ltda.

TEL : 55 16 3916-6000 customerservice@atago-brasil.com

ATAGO ITALIA s.r.l.

TEL : 39 2 36557267 customerservice@atago-italia.com

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

TEL : 86 20-38106065 info@atago-china.com



* La apariencia y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso