

Refractómetro de Mesa ABBE UNIVERSAL

Ref: 3030

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Doble escala
- ✓ Escala Brix: 0~95°Brix
- ✓ División de escala: 0.25% Brix
- ✓ Índice de Refracción: 1.3000-1.7000 nD
- ✓ División de escala: 0.0002 nD
- ✓ Termómetro digital: 0~70°C : 1°C
- ✓ Ideal para la investigación y el control de calidad de los procesos industriales en lácteos, jugos, frutas, comestibles en general, productos químicos, productos grasos, almidones, dulces, productos bioquímicos y farmacéuticos, pinturas, resinas y procesos industriales en general
- ✓ Incluye: kit de calibración, manuales de uso, cubierta protectora y estuche tipo Maletín
- ✓ Disposición Final: Reciclable 100% haciendo la debida separación de los componentes.
- ✓ Vida Útil: 3 a 5 años
- ✓ Marca BRIXCO

