



TAMIZADORA



ESPECIFICACIONES

Tipo excéntrica vertical Opcional: (vertical, lateral y rotacional) Control de tiempo:
Temporizador digital de 0 a 99.9 min Operación: 110 VAC / 60 Hz (Opcional: 220 VAC)

Capacidad	Diámetro	Dimensiones			Ref.
		Ancho	Largo	Alto	
7-10 Tamices más tapa y fondo.	3"	350 mm	450 mm	960 mm	PS 441
	8"	350 mm	450 mm	960 mm	PS 35
	12"	600 mm	450 mm	1255 mm	PS 47