



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

La Ingeniería puesta al servicio de su empresa
NIT: 830.101.830-1 IVA REGIMEN COMUN

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD
ENSEÑANZA Y ANALITICOS

**ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR
MODELO: XTX-93E-W
ADVANCED OPTICAL**



It is with a sharp stereo erect image over a wide field view. It is economically for industries and schools.

Con aumento de 1X/2X/4X, Luz LED transmitida y reflejada, Oculares de 10X y 20X, Platina blanca y negra, Platina en vidrio

Features :

Model No. XTX-93E-W

- Binocular optical head inclination at 45° viewing,
- Eyepiece : WF10X - 20mm
- Objective : 1X / 2X 4x /
- Working distance : 58mm
- Light source : Transmitted & Incident LED lights.