



FUSIOMETRO ANALOGO, MODELO SMP11



FUSIOMETRO ANALOGO, CON TERMOMETRO LIBRE DE MERCURIO, HASTA TRES MUESTRAS, DE 50 A 250°C, RESOLUCION +/-1°C. EL SMP11 ES FÁCIL DE USAR; LAS MUESTRAS, EN UN TUBO CAPILAR DE EXTREMO SELLADO, SE COLOCAN EN EL TERMOBLOQUE. LA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO SE AJUSTA MANUALMENTE, EL INSTRUMENTO CALENTARÁ RÁPIDAMENTE A UNA VELOCIDAD DE 20 °C POR MINUTO HASTA LA TEMPERATURA DE FUNDIDO Y HASTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 °C. SE PUEDEN CONSEGUIR LECTURAS PRECISAS DE HASTA 1 °C DE TEMPERATURA DE FUNDIDO UTILIZANDO UNA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO MENOR DE ENTRE 1 °C Y 10 °C POR MINUTO. LAS MUESTRAS SE ILUMINAN MEDIANTE UN LED BLANCO BRILLANTE Y PUEDEN VERSE A TRAVÉS DE UNALENTE DE AUMENTO, QUE SE PUEDE LIMPIAR FÁCILMENTE. • SE PUEDEN

- SE PUEDEN VISUALIZAR Y ANALIZAR HASTA TRES MUESTRAS A LA VEZ
- SE SUMINISTRA CON UN TERMÓMETRO SIN MERCURIO Y SIN ALCOHOL, POR LO QUE NO REPRESENTA NINGÚN PELIGRO PARA LA SALUD EN CASO DE ROMPERSE

- PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA BIOCOTE®

CLASE DE PROTECCIÓN IP CONFORME A DIN EN 60529: IP 20

SE SUMINISTRA CON UN TERMÓMETRO SIN MERCURIO NI ALCOHOL Y UN PAQUETE DE 100 TUBOS DE PUNTO DE FUSIÓN (AMBOS EXTREMOS ABIERTOS).

MODELO SMP 11

RANGO (°C) 50...250

RESOLUCIÓN (°C) 1

PRECISIÓN (°C) ±3

RAMPA (°C/MIN) 1...20

ANCHO × FONDO × ALTO (MM) 370×140×110

PESO (KG) 1,7