



中文 España Inglés

Buscar

CASA

SOBRE NOSOTROS

PRODUCTOS

SERVICIOS

NOTICIAS

CONTÁCTENOS



Accurate, Robust, Reliable
YIDI HISTOLOGY EQUIPMENT

MICROTOMO AUTOMÁTICO

Microtomo semiautomático YD-335 (Panel de botones)

2013-11-25 13:47:03 4462



1

Especificaciones del producto:

- La transmisión por motor adoptada en Alemania garantiza un corte más preciso, más confiable y silencioso.
- El portacuchillas especial puede usar tanto la hoja de perfil alto como la hoja de perfil bajo
- La pantalla LCD muestra el grosor de corte y corte, contador de secciones, teclado con controles de grosor, modo y velocidad
- Función especial de retracción de la muestra que evita los daños por desgaste entre la muestra y el dorso de la cuchilla para que el corte sea más suave y la vida de la cuchilla sea más larga.
- El volante se puede bloquear en cualquier posición para garantizar que el corte sea lo más seguro y conveniente posible
- La bandeja de residuos se puede desmontar fácilmente
- Orientación de la muestra: 8 ° a lo largo del eje XY, girar 360 °
- Sistema de alarma de seguridad, función de protección contra sobrecarga, protección en modo de suspensión
- Abrazadera de casete universal y abrazadera de muestra estándar



Datos técnicos

- Sección espesor rango: 0- 100um
- Velocidad de alimentación de la muestra 1250 μm / s

Valores de configuración:

from 0-10 um in 1 um –increments

Form 10-20um in 2um-increments

Form 20-50 um in 5um-increments

Form 50-100um in 10 um-increments


- Trimming section thickness range :0-500um
- Horizontal specimen stroke :28 mm
- Vertical specimen stroke : 60mm
- Specimen retraction :12um
- Precision error: \pm 5%
- Maximum section size: 50 × 45mm
- Dimension : 520 x 450 x 300mm
- Net weight: 30kg



Fully Automatic Mic...



Fully Automatic Mic...



Semi Automatic Mic...

Jinhua YIDI Medical Appliance CO.,LTD

Eric Sun (Sales Manager)

Email: eric.sun@zyidi.com/microtomes@gmail.com

Skype: Microtome.Histology

Mobile: +86-15888997075

Tel: +86-579-82472777 82472470

Fax: +86-579-82472470 82472988

Address: Zhejiang province Jinhua City Zhuma Industrial Park



[Inicio](#) | [ACERCA DE](#) | [PRODUCTO](#) | [NOTICIAS](#) | [MAPA](#) | [Comentarios](#) | [CONTÁCTENOS](#)

Copyright © 2013 Jinhua YIDI Medical Appliance CO., LTD Todos los derechos reservados Soporte técnico: www.onenet.cc

